

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

EM-602011 - Krympepose HB-L, B, BP 200 x 350 x 0,045 mm 200 stk/bdt 1600 stk/krt

Vi, LogiCon Nordic A/S, bekræfter, at denne vare er egnet til direkte kontakt med alle typer fødevarer ved temperaturer fra -18°C til +40°C uden tidsbegrænsning samt til hotfill 90°C i 15 minutter.

EU:

- Forordning 10/2011/EF med senere ændringer om plastmaterialer- og genstande til at komme i berøring med levnedsmidler.
- Forordning 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF
- Forordning 2023/2006 om god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer
- Direktiv 94/62/EF med senere ændringer om emballage og emballageaffald

Danmark:

- Bekendtgørelse nr. 1248 af 30.10.2018 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer
- Bekendtgørelse nr. 1428 af 05.12.2017 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder

MIGRATIONSRESULTATER:

Simulant	Tid	Temperatur	Gennemsnit
A 10% Ethanol	10 d	40° C	<10 mg/dm ²
B 3% Eddikesyre	10 d	40° C	<10 mg/dm ²
D2 Olivenolie	10 d	40° C	<10 mg/dm ²



SPECIFIK MIGRATION:

(6) Substances subject to restriction:

Substance	Reference	SML/QM
Caprolactam	PM 14200	SML = 15 mg/kg
Lauro lactam	PM 19490	SML= 5 mg/kg
1-Octene	PM 22660	SML = 15 mg/kg
Acetic acid, vinyl ester	PM 10120	SML = 15 mg/kg
Maleic Anhydride	PM 19960	SML(T) = 30 mg/kg (expressed as maleic acid)
12-aminododecanoic acid	PM 12761	SML = 0.05 mg/kg
Hexamethylene Diamine	PM 15274	SML = 2.4 mg/kg
Terephthalic acid	PM 24910	SML = 7.5 mg/kg
Isophthalic acid	PM 19150	SML = 5 mg/kg
Stearic acid, zinc salt	PM 24550/ 89040	SML = 25 mg/kg as Zn
Vinylidene fluoride	PM 26140	SML = 5 mg/kg
Hexafluoropropylene	PM 18430	SML=ND (DL= 0.01 mg/kg)
Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate	PM 68320	SML = 6 mg/kg

TEKNISKE DATA:

